

Quando Ogni
Grado Conta.
NexTemp®
IL FUTURO DELLA TERMOMETRIA




Preciso.
Sostenibile. Sicuro.

Medical Indicators è il produttore leader del settore di termometri monouso di grado medicale, rinomato per offrire le rilevazioni della temperatura più accurate oggi disponibili sul mercato.
I nostri prodotti monouso sono progettati per aiutare le principali strutture sanitarie – ospedali, farmacie centri di dialisi, sistemi sanitari nazionali e centri di raccolta del sangue – a ridurre l'incidenza delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria (ICA).

Cosa rende unico NexTemp®?

Quando la precisione è fondamentale – che tu sia un genitore che monitora la salute del proprio figlio o un medico che gestisce casi critici – anche le minime variazioni di temperatura possono fare la differenza. NexTemp® è il nostro termometro più avanzato e offre misurazioni precise e affidabili in 60 secondi. Progettato per garantire la massima precisione e sicurezza, è la scelta ideale sia per l'uso domestico che per quello professionale.

- **Precisione senza pari:** misura con una risoluzione di 0,1 °C per un monitoraggio accurato.
- **Utilizzo versatile:** adatto per misurazioni orali e ascellari (1 minuto per via orale, 3 minuti per via ascellare).
- **Per tutte le età:** sicuro per neonati (solo via ascellare), bambini e adulti.
- **Design monouso:** elimina i rischi di infezione da paziente a paziente.
- **Pratico e portatile:** leggero, compatto e facile da trasportare.
- **Nessuna complicazione:** non servono batterie o pulizia.
- **100% igienico:** confezionato singolarmente, atossico, privo di lattice di gomma naturale, impermeabile e infrangibile.
- **Scelta ecologica:** genera dal 70% al 92% di rifiuti in meno rispetto alle alternative riutilizzabili.
- **Tempo di mantenimento della temperatura:** Ultra 1 min.
- **Lunga durata di conservazione:** 5 anni di conservazione.
- **Approvazione normativa:** CE n. 2797, certificazione UKCA e registrazione FDA.





Progettato per Tutti, Ovunque

Per il pianeta

Orientato alla sostenibilità: leggero, con meno sprechi e privo di componenti elettronici.

Per i Consumatori

Facile da usare a casa, in viaggio o per le famiglie sempre in movimento.

Per Gli Operatori Sanitari

Attenzione alla sicurezza del paziente, alla prevenzione delle infezioni e alla praticità per ambienti frenetici.

Per Gli Ospedali

Una scelta attenta all'ambiente per gli ospedali che puntano a obiettivi di sostenibilità.

Tecnologia Affidabile, Precisione Senza Compromessi

Tecnologia a Cristalli Liquidi NexTemp™

I termometri Medical Indicators utilizzano un sistema chimico innovativo e proprietario – la Precision Phase Change Technology (PPCT) – per misurare la temperatura corporea in modo sicuro e preciso. La tecnologia PPCT si avvale di una matrice di punti composta da cristalli termosensibili.

Tali cristalli contengono una formulazione chimica esclusiva, progettata per reagire – ovvero cambiare colore – al raggiungimento di una specifica temperatura.

I punti si attivano a una temperatura specificamente definita.
I colori cambiano dal verde al nero.
L'ultimo punto nero fornisce la lettura precisa della temperatura.
Può essere smaltito nei rifiuti comuni
Conservare a temperatura inferiore a 30 °C.

Oltre a questa notevole innovazione, i nostri termometri vengono sottoposti a test di precisione in due fasi durante l'intero processo produttivo, per garantire la conformità agli standard di collaudo riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Utilizziamo bagni termostatici calibrati con precisione per verificarne l'accuratezza e l'affidabilità ed effettuiamo controlli periodici presso il nostro stabilimento di produzione, certificato FDA e ISO.



Tutto ciò ci consente di offrire agli utenti la tranquillità di sapere che i termometri Medical Indicators sono sicuri, affidabili e precisi.

Perché NexTemp®?

Fabbricato in America
Orgogliosi di produrre tutti i termometri negli Stati Uniti.

Precisione insuperabile
Precisione leader del settore grazie alla tecnologia a cristalli liquidi.

Ecologico
70-92% less waste compared to reusable thermometers.


Conveniente
Dal 70% al 92% di rifiuti in meno rispetto ai termometri riutilizzabili.

Garantire il controllo delle infezioni
Design monouso: elimina i rischi di infezione da paziente a paziente.

Prestazioni Superiori Rispetto ai Termometri Tradizionali

	Termometri a indicatori medicali	Timpanico	Elettronico	Temporale	Infrarosso
Precisione	±0.1°C	±0.3°C	±0.2°C	±0.1°C	±0.3°C
Peso	<0.14g	595g	383g	212g	411g
Batterie	Non richiede batterie	(3) AAA Batterie	(4) AA Batterie	(1) Batteria da 9 volt	(2) AAA Batterie
Accessori aggiuntivi	Non sono necessari accessori aggiuntivi.	SI: cavi, coprisonda, prodotti per la pulizia, parti di ricambio.	SI: cavi, coprisonda, prodotti per la pulizia, parti di ricambio.	SI: cavi, coprisonda, prodotti per la pulizia, parti di ricambio.	SI: prodotti per la pulizia, pezzi di ricambio
Calibrazione	Non è necessaria alcuna calibrazione	"Deve essere calibrato ogni 6-8 settimane per mantenere la precisione; costo medio 213 € a calibrazione"	Deve essere calibrato ogni 6-8 settimane per mantenere la precisione; costo medio 213 € a calibrazione	"Deve essere calibrato ogni 6-8 settimane per mantenere la precisione; costo medio 213 € a calibrazione"	"Deve essere calibrato ogni 6-8 settimane per mantenere la precisione; costo medio 213 € a calibrazione"
Convenienza	Leggero, compatto e facile da trasportare; confezionato singolarmente per garantire sicurezza e igiene.	È necessario trasportare il termometro e gli accessori; occorre una custodia per il trasporto sicuro oppure il dispositivo deve essere pulito prima dell'uso, dopo il trasporto, per garantirne la pulizia.	È necessario trasportare il termometro e gli accessori; occorre una custodia per il trasporto sicuro oppure il dispositivo deve essere pulito prima dell'uso, dopo il trasporto, per garantirne la pulizia.	È necessario trasportare il termometro e gli accessori; occorre una custodia per il trasporto sicuro oppure il dispositivo deve essere pulito prima dell'uso, dopo il trasporto, per garantirne la pulizia.	È necessario trasportare il termometro e gli accessori; occorre una custodia per il trasporto sicuro oppure il dispositivo deve essere pulito prima dell'uso, dopo il trasporto, per garantirne la pulizia.
Impermeabile	SI	NO	NO	NO	NO
Pulizia richiesta	No; una volta utilizzato, il termometro va gettato nei rifiuti comuni; ciò elimina praticamente il rischio di trasmissione di infezioni.	Si; è necessario utilizzare le coperture per la sonda e pulire il dispositivo tra un utilizzo e l'altro per prevenire la diffusione di infezioni.	Si; è necessario utilizzare le coperture per la sonda e pulire il dispositivo tra un utilizzo e l'altro per prevenire la diffusione di infezioni.	Si; è necessario utilizzare le coperture per la sonda e pulire il dispositivo tra un utilizzo e l'altro per prevenire la diffusione di infezioni.	Si; è necessario utilizzare le coperture per la sonda e pulire il dispositivo tra un utilizzo e l'altro per prevenire la diffusione di infezioni.
Prevenzione delle perdite	Minima perdita di capitale	Perdita di capitale significativa	Perdita di capitale significativa	Perdita di capitale significativa	Perdita di capitale significativa
Fragile	NO	SI	SI	SI	SI

Codice	Taglio	Descrizione
8200	100 termometri	NexTemp Ultra Celsius
4500-12	12 termometri	NexTemp Ultra Celsius





Scopri quanto è facile da usare

MINIAS

Distribuito in Italia da

MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL

Via Ancona 11R - 17100 Savona | Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481

Email: info@minias.it

16 Thomas J. Rhodes Industrial Drive, Hamilton, NJ 08619, USA

www.MEDICALINDICATORS.com

MKT-106-00-IT

NexTemp®

MEDICAL INDICATORS